

GIGOLETTE DE LAPIN SAUCE CHASSEUR, PATES FARFALLINES ET CAROTTES 350G - SANS LACTOSE

RICHE EN PROTEINES

FR
85.182.005
CE

Fabriqué en France dans nos ateliers vendéens (85)



Photo non contractuelle

Grammage (en g) : 350

Date de mise à jour : 27/09/2023

Code Produit : 4129

POIDS DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES EN G

Viande/poisson	90
Légume	107
Féculent	100
Sauce	53
TOTAL	350

LISTE DES INGRÉDIENTS

PÂTES FARFALLINES, GIGOLETTES DE LAPIN ET CAROTTES

Pâtes farfallines cuites 28% (eau, semoule de **blé** dur, curcuma), gigolettes de lapin 25%, concassé de tomates (tomates, jus de tomates, jus de citron concentré), carottes 7.2%, eau, champignons 6.6% (champignons de Paris, eau, sel), oignons, échalotes, huile de colza, sel, fibre de chicorée, arôme naturel, amidon transformé de riz, estragon, jus concentré de champignons 0.05%, poivre, laurier, thym.

Traces éventuelles de moutarde, soja

Lapin origine France

Les informations en gras sont destinées aux allergiques et intolérants.



VALEURS NUTRITIONNELLES

	Pour 100g	A la portion
Energie (kJ)	531	1859
Energie (kCal)	127	445
Matières grasses (g)	5,2	18
dont acides gras saturés (g)	1,3	4,6
Glucides (g)	11	39
dont sucres (g)	1,7	6,0
Fibres (g)	1,5	5,2
Protéines (g)	8,2	29
Sel (g)	0,71	2,5
Potassium (g)	0,107	0,375
Calcium (g)	0,022	0,077
Phosphore (g)	0,062	0,217

ALLERGÈNES PRÉSENTS

Gluten ☒	Crustacés ☐	Oeufs ☐	Poissons ☐
Arachides ☐	Soja ☐	Lait / produits à base de lait ☐	Fruits à coque ☐
Céleri ☐	Moutarde ☐	Graines de sésame ☐	Anhydrides sulfureux / sulfites ☐
Lupin ☐	Mollusques ☐		

SPÉCIFICATIONS NUTRITION

Rapport P/L	1,577
Grammage protidique (g)	90
Teneur en sodium (g/100 g)	0,28

SPÉCIFICITÉS ALIMENTAIRES ET THÉRAPEUTIQUES

Pauvre en sel ☐	Pauvre en graisse ☐	Pauvre en fibres ☐
Sans résidus ☐	Diabétique ☒	Enrichie ☐
Sans gluten (AFDIAG) ☐	Sans porc ☒	Végétarienne ☐
Texture tendre (IDDSI 6) ☐	Texture hachée (IDDSI 5) ☐	

REMISE EN TEMPÉRATURE - PLAT ÉTAT SURGELÉ

Type de four utilisé	Temps de réchauffage	Température ou puissance
Air pulsé	60 min	120°C
Thermocontact	60 min	120°C
Micro-onde (retirer l'opercule)	Entre 5 et 7 min	800W.