

OMELETTE NATURE 90G - SANS GLUTEN



FR-003-031

 FR
 85.182.005
 CE


RICHE EN PROTEINES

Fabriqué en France dans nos ateliers vendéens (85)

Photo non contractuelle

Grammage (en g) : 90

Date de mise à jour : 07/06/2022

Code Produit : 7387

POIDS DES DIFFÉRENTES
COMPOSANTES EN G

| | |
|----------------|-----------|
| Viande/poisson | 90 |
| TOTAL | 90 |

LISTE DES INGRÉDIENTS

OMELETTE NATURE

Oeuf, blanc d'**oeuf**, amidon de maïs modifié, **lactose** et protéines de **lait** ; acidifiant : acide citrique ; épaississant : gomme de xanthane.

Les informations en gras sont destinées aux allergiques et intolérants.

MODE DE CONSERVATION

À conserver à -18°C



VALEURS NUTRITIONNELLES

| | Pour 100g | A la portion |
|------------------------------|-----------|--------------|
| Energie (kJ) | 445 | 401 |
| Energie (kCal) | 106 | 95 |
| Matières grasses (g) | 5,0 | 4,5 |
| dont acides gras saturés (g) | 1,6 | 1,4 |
| Glucides (g) | 4,3 | 3,9 |
| dont sucres (g) | 2,4 | 2,2 |
| Fibres (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 11 | 9,9 |
| Sel (g) | 0,35 | 0,32 |
| Potassium (g) | 0,133 | 0,120 |
| Calcium (g) | 0,030 | 0,027 |
| Phosphore (g) | 0,111 | 0,100 |

ALLERGÈNES PRÉSENTS

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Gluten <input type="checkbox"/> | Crustacés <input type="checkbox"/> | Oeufs <input checked="" type="checkbox"/> | Poissons <input type="checkbox"/> |
| Arachides <input type="checkbox"/> | Soja <input type="checkbox"/> | Lait / produits à base de lait <input checked="" type="checkbox"/> | Fruits à coque <input type="checkbox"/> |
| Céleri <input type="checkbox"/> | Moutarde <input type="checkbox"/> | Graines de sésame <input type="checkbox"/> | Anhydrides sulfureux / sulfites <input type="checkbox"/> |
| Lupin <input type="checkbox"/> | Mollusques <input type="checkbox"/> | | |

SPÉCIFICATIONS NUTRITION

| | |
|----------------------------|-------|
| Rapport P/L | 2,2 |
| Grammage protidique (g) | 90 |
| Teneur en sodium (g/100 g) | 0,138 |

SPÉCIFICITÉS ALIMENTAIRES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | |
|--|---|--|
| Pauvre en sel <input type="checkbox"/> | Pauvre en graisse <input type="checkbox"/> | Pauvre en fibres <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sans résidus <input checked="" type="checkbox"/> | Diabétique <input checked="" type="checkbox"/> | Enrichie <input type="checkbox"/> |
| Sans gluten (AFDIAG) <input checked="" type="checkbox"/> | Sans porc <input checked="" type="checkbox"/> | Végétarienne <input checked="" type="checkbox"/> |
| Texture tendre (IDDSI 6) <input checked="" type="checkbox"/> | Texture hachée (IDDSI 5) <input type="checkbox"/> | |

REMISE EN TEMPÉRATURE - PLAT ÉTAT SURGELÉ

| Type de four utilisé | Temps de réchauffage | Température ou puissance |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Air pulsé | 60 min | 120°C |
| Thermocontact | 60 min | 120°C |
| Micro-onde (retirer l'opercule) | Entre 4 et 6 min | 800W. |